


STUDIO ЛЕВАЯ STUDIO STAR ЛЕВАЯ

- гармоничное угловое решение; доступна как в левом, так и правом исполнении
- просторная спинка и цельнолитые подлокотники
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна также с панелью и ручками



Прим. рисунок



РУЧКА СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ



(не для
моделей
828-2, 828-3,
829-2, 829-3)

| Модель № | | 828 / 829 |
|---|--|----------------|
| Внешняя длина | a | 1700 мм |
| Внешняя ширина | b | 900 мм |
| Глубина | c | 430 мм |
| Внутренняя длина (вверху) | d | 1545 мм |
| Внутренняя длина (внизу) | e | 1290 мм |
| Внутренняя ширина (вверху) | f ₁ ; f ₂ | 765; 675 мм |
| Внутренняя ширина (внизу) | g | 340 мм |
| Высота с ножками | h | 550-575 мм |
| Высота граней | i | 32 мм |
| Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия | j | 70 мм |
| Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия | k | 600 мм |
| Диаметр переливного отверстия | l | 52 мм |
| Диаметр сливного отверстия | m | 52 мм |
| Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания | n; n ₁ | 590; 558 мм |
| Расстояние между ножками | o; o ₁ | 745; 880 мм |
| Максимальная ширина основания | p | 525 мм |
| Расстояние от края ванны до начала ручки (Модель 829) | q | 702 мм |
| Расстояние от края ванны до конца ручки (Модель 829) | r | 986 мм |
| Ширина краев (сторона ног; продольная сторона) | s ₁ ; s ₂ ; s ₃ | 75; 60; 140 мм |
| Высота с кронштейном и панелью | t ₃ | 560 мм |
| Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий | u | 290 мм |
| Глубина подлокотника | v | 200 мм |
| Расстояние от края ванны (продольного) до середины сливного отверстия | w ₃ | 363 мм |
| Длина полукруга (продольная сторона) | x ₂ | 1590 мм |
| Длина полукруга (сторона расположения головы) | y ₄ | 750 мм |
| Полезный объем в литрах** | | 149 |
| Вес эмалированной ванны, в кг | | 54 |
| Антислип | | ∅ 288 мм |
| Полный антислип | | 600 x 220 мм |

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах. Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации. Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.


KALDEWEI

STUDIO ПРАВАЯ STUDIO STAR ПРАВАЯ

- гармоничное угловое решение; доступна как в левом, так и правом исполнении
- просторная спинка и цельнолитые подлокотники
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна также с панелью и ручками



Прим. рисунок



РУЧКА СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ



(не для моделей 826-2, 826-3, 827-2, 827-3)

| Модель № | | 826 / 827 |
|---|--|----------------|
| Внешняя длина | a | 1700 мм |
| Внешняя ширина | b | 900 мм |
| Глубина | c | 430 мм |
| Внутренняя длина (вверху) | d | 1545 мм |
| Внутренняя длина (внизу) | e | 1290 мм |
| Внутренняя ширина (вверху) | f ₁ ; f ₂ | 765; 675 мм |
| Внутренняя ширина (внизу) | g | 340 мм |
| Высота с ножками | h | 550-575 мм |
| Высота граней | i | 32 мм |
| Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия | j | 70 мм |
| Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия | k | 600 мм |
| Диаметр переливного отверстия | l | 52 мм |
| Диаметр сливного отверстия | m | 52 мм |
| Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания | n; n ₁ | 590; 558 мм |
| Расстояние между ножками | o; o ₁ | 745; 880 мм |
| Максимальная ширина основания | p | 525 мм |
| Расстояние от края ванны до начала ручки (Модель 827) | q | 702 мм |
| Расстояние от края ванны до конца ручки (Модель 827) | r | 986 мм |
| Ширина краев (сторона ног; продольная сторона) | s ₁ ; s ₂ ; s ₃ | 75; 60; 140 мм |
| Высота с кронштейном и панелью | t ₃ | 560 мм |
| Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий | u | 290 мм |
| Глубина подлокотника | v | 200 мм |
| Расстояние от края ванны (продольного) до середины сливного отверстия | w ₃ | 363 мм |
| Длина полукруга (продольная сторона) | x ₂ | 1590 мм |
| Длина полукруга (сторона расположения головы) | y ₄ | 750 мм |
| Полезный объем в литрах** | | 149 |
| Вес эмалированной ванны, в кг | | 54 |
| Антислип | | ∅ 288 мм |
| Полный антислип | | 600 x 220 мм |

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах. Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации. Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров. ** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI